

Relatório de Raio-X de Tórax



Paciente
 Martin Torres

Identificação do paciente
 acc9530 ... 0c0ef52

Nome do estudo
 Torax

Data do estudo
 01/02/2021

Idade
 80

Sexo
 F

RELATÓRIO DE ANÁLISE AUTOMATIZADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A seguinte radiografia de tórax foi analisada usando um sistema de inteligência artificial. Foram utilizadas as projeções frontal e de perfil. Pelo menos um achado foi observado no estudo para revisão médica.

ACHADOS RADIOLÓGICOS

O estudo apresenta os seguintes resultados para avaliação:

- **Verifica Achado Pleural (95%)**
- **Verifica Cardiomegalia (91%)**
- **Verifica Efusão Pleural (91%)**

CLARIFICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE


A porcentagem presente em cada constatação reflete o grau de certeza que o algoritmo tem para sua predição. Quanto maior a porcentagem, maior o grau de certeza para um determinado achado. Por outro lado, porcentagens mais baixas refletem um menor grau de certeza. Isto pode ser devido a fatores de treinamento do algoritmo ou da própria imagem (achado pequeno, imagem atípica ou de baixa qualidade). Os mapas de calor são uma representação visual das áreas da radiografia que foram mais relevantes para o algoritmo de inteligência artificial em sua previsão. Entretanto, essas áreas podem não coincidir necessariamente com os setores radiologicamente relevantes para o diagnóstico do achado.

ESCLARECIMENTO PARA O PACIENTE

Este relatório é gerado por um sistema de inteligência artificial de suporte para uso exclusivo de profissionais médicos. Consequentemente, este relatório não pode ser considerado um diagnóstico médico ou opinião médica e, portanto, não substitui o diagnóstico ou opinião médica do profissional responsável. As informações contidas neste relatório não são exaustivas, nem podem ser consideradas como tal e não estão isentas de qualquer limitação ou erro, podendo até divergir da opinião do médico assistente que será o único responsável treinado para fazer um diagnóstico. Siga sempre todas as recomendações do profissional médico responsável pelo tratamento.

Áreas de interesse

Projeção PA



Projeção PA ORIGINAL

