



Reporte Mamografía

Paciente
 Paciente Prueba

ID de Paciente
 123456

Nombre del estudio
 -

Fecha del estudio
 14/05/2022

Edad
 57

Género
 F

REPORTE DE ANÁLISIS AUTOMATIZADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se analizaron las mamografías en las proyecciones craneocaudal y mediolateral oblicua de las mamas izquierda y derecha usando un algoritmo de inteligencia artificial.


CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

 **Etiqueta rosa**


SCORE DE IA

Este Score refleja el cálculo de la IA respecto a la presencia real de hallazgos benignos/malignos. A mayor valor, mayor probabilidad de presencia de un hallazgo real.

Score rosa



Score amarillo



ACLARACIÓN PARA EL PACIENTE


Este reporte es de uso exclusivo para profesionales médicos, no constituye en sí un diagnóstico médico ni una opinión profesional, ni necesariamente va a estar de acuerdo con el diagnóstico, opinión o conducta que tome su profesional tratante. Siga siempre todas las recomendaciones del profesional.

REFERENCIAS

-  Etiqueta Verde: sin hallazgos de relevancia
-  Etiqueta Amarilla: probable hallazgo benigno.
-  Etiqueta Rosa: Los hallazgos de esta mamografía deben ser revisados por el especialista según su criterio. En el entrenamiento del sistema, estos casos requirieron estudio histológico dentro de los 120 días.


Mamografía

Izquierda- CC




Áreas de interés


Izquierda- CC




Izquierda- MLO




Izquierda- MLO




Derecha- CC



Derecha- CC



Derecha- MLO



Derecha- MLO

